

Room Temperature Incubator

Đặc Tính Sản Phẩm

1An Toàn Thiết Bị:

a. Nguồn bảo vệ thiết bị: Khi xử dụng có bất cứ rò rỉ điện hoặc đứt mạch, sẽ tự động chế độ ngắt mạch bảo vệ thiết bị.

bBảo Vệ Thiết bị nhiệt độ quá cao: Bất kỳ vấn đề trong khi xử dụng hoặc nhiệt độ cao bất thường, sẽ tự động ngắt điện nguồn để bảo vệ thiết bị.

2Hệ thống gia nhiệt Inox: Sử dụng được lâu hơn, chịu ẩm, chịu mòn, không nứt gãy, so với thị trường tuổi thọ dài hơn.

3Sử dụng bền và tiết kiệm điện: hệ thống tạo ẩm, hệ thống tạo nhiệt và hệ thống làm lạnh, thông qua tính toán và thử nghiệm tỉ mỉ, lắp lắp đặt hoàn mỹ, sử dụng bền lâu và tiết kiệm điện.

4Bảo trì thuận tiện: Sử dụng máy nén khí DanFoss của nước Đức, tuổi thọ dài , có thể tháo lưới giải nhiệt, dễ dàng bảo trì vệ sinh.

5Thích hợp xử dụng: Bồi dưỡng các loại nấm, một số loại thực vật, vi trùng, vi sinh vật, vi tế bào thực vật. Nếu cần lắp thêm một số loại máy tạo ẩm cần thêm phí lắp đặt.



Model	GD-N80	GD-N150	GD-N270	GD-N500
Temp. Range :	Room Temperature+5°C ~ 60°C			
Temp. Control :	PID Controller			
Temp. display :	LED digital Display			
Stability :	± 0.1°C			
Uniformity :	± 0.5°C			
Capacity :	80 liters	150 liters	270 liters	500 liters
Compressor :	1/5 hp		1/4 hp	1/3 hp
Heater :				
Power Voltage : 60Hz	220V 6A		220V 6A	220V 7A
Dimension :	(W × D × H mm)			
Internal :	500 X 400 X 400	600 X 500 X 500	650 X 600 X 700	640 X 640 X 1370
Overall :	602 X 582 X 760	680 X 702 X 854	752 X 782 X 1123	760 X 800 X 2040
Humidity :	50 ~ 90% RH ±5% (This is a paid purchase with)			

The above dimensions and specifications are subject to correction without prior notice.